

Anticorps Monoclonal Anti-Fétuine A/Ahsg Pour Wb, Elisa - P02765

Numéro d'article: CM0002107

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la Fétuine A/AHSG humaine, validé pour les applications WB et ELISA. Idéal pour les études sur la minéralisation osseuse, l'endocytose et la fonction des protéines plasmatiques. SWISS : P02765.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fetuin A/AHSG Rabbit mAb
Remarques / Alias	AHS; A2HS; HSGA; APMR1; FETUA; Fétuine A/AHSG
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	197
GeneID	197
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la Fétuine A/AHSG humaine (P02765)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P02765
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac isotherme