


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ffar3 Pour Wb, Elisa - O14843

Numéro d'article: CM0016334



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FFAR3 humain (GPR41), validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Pour la recherche sur l'homéostasie énergétique, l'immunité intestinale et la signalisation des acides gras à chaîne courte.

[En savoir plus](#)

Nom du produit	FFAR3 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FFA3R ; GPR41 ; GPR42 ; FFAR3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2865
GeneID	2865
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 257-346 du FFAR3 humain (NP_005295.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O14843
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace