

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ffar4 Pour Wb, Elisa - Q5Nul3

Numéro d'article: CM0020270



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin anti-FFAR4 (pAb) détecte le FFAR4 (GPR120) humain, souris et rat en WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur le métabolisme, l'inflammation et l'adipogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FFAR4 Lapin pAb
Remarques/Alias	GT01; PGR4; OB10Q; BMIQ10; GPR120; GPR129; O3FAR1; FFAR4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	338557
ID de gène	338557
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 333-377 du FFAR4 humain (NP_859529.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q5NUL3
Poids moléculaire	40kDa
Expédition	Sac de glace