

Anticorps Polyclonal Anti-Fgd1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98174

Numéro d'article: CM0022888

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine FGD1 (protéine 1 contenant les domaines FYVE, RhoGEF et PH), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Adapté aux échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour étudier la régulation du cytosquelette d'actine médiée par CDC42 et la morphologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AAS ; FGDY ; MRXS16 ; ZFYVE3 ; FGD1
Espèce	Humain
GeneID	2245
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 700 et 800 de la protéine humaine FGD1 (NP_004454.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P98174
Poids moléculaire de la protéine	107 kDa
Expédition	Sac de glace