

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fgf2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09038

Numéro d'article: CM0018263



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FGF2 humain (bFGF), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Étudiez la prolifération cellulaire, la différenciation et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF2 Lapin pAb
Remarques/Alias	BFGF; FGFB; FGF-2; HBGF-2; FGF2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2247
GeneID	2247
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09038
Poids de la protéine	31kDa
Expédition	Sac de glace