

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fgf23 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzv9

Numéro d'article: CM0007624



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-FGF23 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le FGF23 humain, un régulateur clé du métabolisme du phosphate et de la vitamine D. Idéal pour la recherche sur les maladies osseuses et rénales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FGF23 mAb Lapin
Remarques/Alias	ADHR; FGFN; HYPF; HFTC2; HPDR2; PHPTC; FGF23
Espèce	Humain
GeneID (humain)	8074
GeneID	8074
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-251 du FGF23 humain (NP_065689.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9GZV9
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace