

Anticorps Monoclonal Anti-Fgfr2 (Validé Ko) Pour Wb, Elisa - P21802

Numéro d'article: CM0002436



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant FGFR2 humain (P21802), validé pour Western blot (WB) et ELISA. Convient à la recherche sur la signalisation cellulaire, le développement et la biologie du cancer sur des échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-FGFR2 [validé KO]
Remarques / Alias	BEK; JWS; BBDS; CEK3; CFD1; ECT1; KGFR; TK14; TK25; BFR-1; CD332; K-SAM; R2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2263
GeneID	2263
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 100 du FGFR2 humain (P21802).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21802
Poids de la protéine	92 kDa
Expédition	Sac de glace