


Anticorps Polyclonal Anti-Fig4 Pour Wb, Elisa - Q92562

Numéro d'article: CM0013176



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la phosphatase des polyphosphoinositides humaine FIG4. Validé pour le Western blot et l'ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour l'étude du métabolisme du PI(3,5)P2 et la recherche sur la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FIG4 Lapin pAb
Remarques/Alias	BOP; YVS; BTOP; SAC3; ALS11; CMT4J; KIAA0274; dJ249I4.1; FIG4
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9896
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 608-907 de FIG4 humaine (NP_055660.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q92562
Poids moléculaire	104kDa
Expédition	Sac de glace