


Anticorps Polyclonal Anti-Flt3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P36888

Numéro d'article: CM0018473



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FLT3 humain (CD135/FLK2/STK1), validé pour WB, IHC-P, ELISA sur humain, souris, rat. Convient pour la recherche en oncologie et en hématopoïèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FLT3 Lapin pAb
Remarques/Alias	FLK2; STK1; CD135; FLK-2; FLT3
Espèce	Humain
ID de gène	2322
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 701-800 du FLT3 humain (NP_004110.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36888
Poids de la protéine	113kDa
Expédition	Sac de glace