

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fndc4 Pour Ihc-P/Elisa - Q9H6D8

Numéro d'article: CM0024588

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine FNDC4 (protéine contenant un domaine de type fibronectine III 4), validé pour IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la recherche sur l'inflammation, la tolérance au glucose et la biologie du tissu adipeux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	FNDC4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FRCP1; FNDC4
Espèce	Humain
Identifiant du Gène	64838
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 45-167 de la protéine humaine FNDC4 (NP_073734.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H6D8
Poids Moléculaire Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace