

Anticorps Polyclonal Anti-Fosl2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15408

Numéro d'article: CM0030213

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine FOSL2 (FRA2) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et de rat. Adapté pour l'étude de la régulation transcriptionnelle et de la biologie des ostéoclastes. - P15408

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FOSL2 Rabbit pAb
Remarques / alias	FRA2; FOSL2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2355
GeneID	2355
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 187-326 de la FOSL2 humaine (NP_005244.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P15408
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace