

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Foxa1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P55317

Numéro d'article: CM0024426



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le FOXA1 humain (HNF3A/TCF3A), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la fonction de facteur pionnier et la signalisation des récepteurs hormonaux dans la recherche sur le développement et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FOXA1
Remarques/Alias	HNF3A, TCF3A, FOXA1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3169
GeneID	3169
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 263-472 du FOXA1 humain (NP_004487.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55317
Poids protéique	49 kDa
Expédition	Sac de glace