

Anticorps Monoclonal Anti-Fra1 Pour Wb, Elisa - P15407

Numéro d'article: CM0007722

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FRA1 de haute qualité validé pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte l'antigène Fos-related 1 humain (FOSL1/FRA1), un facteur de transcription nucléaire d'environ 29 kDa. Adapté à la recherche sur le cancer et la signalisation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FRA1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	FRA ; FRA1 ; fra-1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8061
GeneID	8061
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de FRA1 humain (NP_005429.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15407
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace