

Anticorps Monoclonal Anti-Ftcd Pour Wb, Elisa - 095954

Numéro d'article: CM0007488

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin à haute spécificité dirigé contre la FTCD humaine (LCHC1), validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des folates et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FTCD Rabbit PolymAb®
Remarques / Alias	LCHC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10841
GeneID	10841
Immunogène	Protéine recombinante de FTCD humaine
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095954
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sachet de glace