


Anti-Fxyd1 (Phospholemman) Anticorps Polyclonal De Lapin Pour Wb, Elisa - O00168

Numéro d'article: CM0019507



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FXYD1/Phospholemman humain, validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la régulation du transport ionique et l'activité de la NKA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FXYD1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PLM ; FXYD1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5348
GeneID	5348
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 92 du FXYD1 humain (NP_005022.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	O00168
Poids moléculaire de la protéine	10 kDa
Expédition	Sac de glace