


Anticorps Polyclonal Anti-Fzd6 Pour Wb, Elisa - O60353

Numéro d'article: CM0015146



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Frizzled-6 humaine (FZD6), adapté à la WB et à l'ELISA ; réagit également avec les protéines de souris et de rat. Utile pour les études sur la signalisation Wnt et la polarité cellulaire planaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FZD6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FZ6 ; FZ-6 ; HFZ6 ; NDNC1 ; NDNC10 ; FZD6
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	8323
GeneID	8323
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-201 de la FZD6 humaine (NP_003497.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	O60353
Poids de la protéine	79 kDa
Expédition	Sac de glace