

Anticorps Polyclonal Anti-G0S2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P27469

Numéro d'article: CM0029307

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine G0S2, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. G0S2 favorise l'apoptose en se liant à BCL2 et se localise dans les mitochondries. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et les tests de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	G0S2 Lapin pAb
Remarques/Alias	G0S2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	50486
GeneID	50486
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de G0S2 humain (NP_056529.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P27469
Poids de la Protéine	11kDa
Expédition	Sac de glace