

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-G6Pd Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Numéro d'article: CM0015015



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-G6PD validé pour WB, IF/ICC et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour étudier la voie des pentoses phosphates, le métabolisme du NADPH et les enzymopathies des globules rouges.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb de Lapin Anti-G6PD
Remarques/Alias	G6PD1; G6PD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2539
GeneID	2539
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 415-515 de la G6PD humaine (NP_001035810.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P11413
Poids Moléculaire Protéique	59kDa
Expédition	Glacière