


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gab1 Pour Wb Et Elisa - Q13480

Numéro d'article: CM0026237



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre GAB1 humain, validé pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la protéine 1 associée à GRB2 dans les cascades de signalisation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GAB1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DFNB26; GAB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2549
GeneID	2549
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 594-694 de GAB1 humain (NP_002030.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13480
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac isotherme