

Anticorps Monoclonal Anti-Récepteur Gaba A Bêta 1 (Gabrb1) Pour Wb, Elisa - P18505

Numéro d'article: CM0003136



Introduction

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Récepteur GABA A bêta 1 (GABRB1) validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la neurotransmission inhibitrice et l'épilepsie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	mAc Lapin Récepteur GABA A bêta 1 (GABRB1)
Remarques/Alias	DEE45; EIEE45; Récepteur GABA A bêta 1 (GABRB1)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2560
GeneID	2560
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 du récepteur GABA A bêta 1 humain (GABRB1) (NP_000803.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P18505
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace