

Anticorps Polyclonal Anti-Gabra5 Pour Wb, Elisa - P31644

Numéro d'article: CM0017253



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la sous-unité alpha-5 du récepteur de l'acide gamma-aminobutyrique (GABRA5). Adapté pour le WB et l'ELISA avec réactivité sur l'humain, la souris et le rat. Un outil précieux pour l'étude de la signalisation GABAergique et des troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABRA5 Lapin pAb
Remarques/Alias	DEE79 ; EIEE79 ; GABRA5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2558
GeneID	2558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-259 de GABRA5 humain (NP_000801.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P31644
Poids protéique	52kDa
Expédition	Sac de glace