

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gabrd Pour Wb, Elisa - O14764

Numéro d'article: CM0024062



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GABRD humaine (sous-unité delta du récepteur GABA(A)), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur l'inhibition GABAergique tonique, la régulation du sommeil et l'épilepsie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABRD Rabbit pAb
Remarques / Alias	EJM7; EIG10; GEFSP5; GABRD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2563
GeneID	2563
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-248 de la GABRD humaine (NP_000806.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	O14764
Poids protéique	51kDa
Expédition	Sac de glace