

Anticorps Monoclonal Anti-Galectine-1 (Lgals1) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P09382

Numéro d'article: CM0009326



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-Galectine-1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études sur l'apoptose, la prolifération cellulaire et l'immunorégulation, notamment l'apoptose des lymphocytes T et la différenciation Th17.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac mAb de lapin Galectine 1/LGALS1
Remarques/Synonymes	GBP ; GAL1 ; Galectine 1/LGALS1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	3956
GeneID	3956
Immunogène	Peptide synthétique situé dans la région des acides aminés 1-100 de la Galectine-1 humaine (P09382)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P09382
Poids de la protéine	15 kDa
Expédition	Sac de glace