

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Galnt2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10471

Numéro d'article: CM0027567



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le GALNT2 humain (GalNAc-T2), validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'O-glycosylation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GALNT2
Remarques/Alias	CDG2T ; GalNAc-T2 ; GALNT2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2590
ID du gène	2590
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 442-571 du GALNT2 humain (NP_004472.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q10471
Poids moléculaire protéique	65 kDa
Expédition	Sac de glace