

Anticorps Polyclonal Anti-Galnt6 Pour Wb, Elisa - Q8Ncl4

Numéro d'article: CM0017579

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GALNT6 humaine (GalNAc-T6), validé pour Western blot et ELISA. Conçu pour l'étude de la glycosylation O-liée, la synthèse de la fibronectine oncofœtale et la modification du FGF23.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GALNT6 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GalNAcT6 ; GALNAC-T6 ; GALNT6
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11226
GeneID	11226
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30 à 140 de la GALNT6 humaine (NP_009141.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NCL4
Poids de la protéine	71 kDa
Expédition	Sac de glace