

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gap43 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P17677

Numéro d'article: CM0028345

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GAP43 humain validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la GAP43/neuromoduline (25 kDa) chez l'homme, la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur la croissance axonale, la plasticité synaptique et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GAP43 Lapin pAb
Remarques/Alias	B-50; PP46; GAP-43; GAP43
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2596
GeneID	2596
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-238 de la GAP43 humaine (NP_002036.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P17677
Poids de la protéine	25kDa
Expédition	Sac de glace