

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gapvd1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q14C86

Numéro d'article: CM0021719

Introduction

GAPVD1 Rabbit pAb est un anticorps polyclonal destiné à la WB, l'IF/ICC et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris. GAPVD1 est une protéine activatrice de la GTPase et un GEF impliqué dans l'endocytose et le trafic de GLUT4.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GAPVD1 Rabbit pAb
Remarques/alias	RAP6 ; GAPEX5 ; GAPex-5 ; GAPVD1
Espèce	Humaine
ID du gène	26130
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 de la GAPVD1 humaine (NP_056450.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q14C86
Poids moléculaire de la protéine	165 kDa
Expédition	Sac de glace