


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gata4 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P43694

Numéro d'article: CM0008916



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la GATA4 humaine (P43694), adapté pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines de souris et de rat. Utile pour l'étude du développement cardiaque et de la régulation transcriptionnelle.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GATA4 Rabbit mAb
Remarques/alias	TOF ; ASD2 ; VSD1 ; TACHD ; GATA4
Espèce	Humaine
GeneID	2626
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 343 et 442 de la GATA4 humaine (NP_002043.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	P43694
Poids moléculaire	45 kDa
Expédition	Sac de glace