


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gcc2 / Gcc185 Pour Wb, Ihc-P Et Elisa - Q8Iwj2

Numéro d'article: CM0018631



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GCC2/GCC185 humain pour Western blot, IHC-P et ELISA. Réagit également avec la souris. Idéal pour les recherches sur l'appareil de Golgi et le trafic membranaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GCC2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	REN53 ; GCC185 ; RANBP2L4 ; GCC2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	9648
GeneID	9648
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de GCC2 humain (NP_852118.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q8Iwj2
Poids moléculaire	196 kDa
Expédition	Sac de glace