

Anticorps Monoclonal Anti-Gclc Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48506

Numéro d'article: CM0011787

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GCLC validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît la GCLC humaine et murine, la sous-unité catalytique de la glutamate-cystéine ligase, essentielle à la biosynthèse du glutathion. Idéal pour le DIV et la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-GCLC
Remarques/Alias	GCL ; GCS ; GLCL ; GLCLC ; GCLC
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2729
GeneID	2729
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-135 de la GCLC humaine (NP_001489.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	P48506
Poids moléculaire	73 kDa
Expédition	Sac réfrigérant