

Anticorps Polyclonal Anti-Gcm1 Pour Wb, If/Cci, Elisa - Q9Np62

Numéro d'article: CM0024814

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GCM1 humaine, un facteur de transcription essentiel au développement placentaire. Adapté pour WB, IF/CCI, ELISA. Réaction croisée avec l'homme. Idéal pour les études sur la différenciation trophoblastique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GCM1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	GCMA ; hGCMa ; GCM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8521
Identifiant du gène	8521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 207 à 436 de la protéine GCM1 humaine (NP_003634.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NP62
Poids de la protéine	49 kDa
Expédition	Sac de glace