


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gcsh (Wb, If/Icc, Elisa) - P23434

Numéro d'article: CM0009170



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GCSH à haute spécificité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la protéine GCSH humaine (P23434), une protéine H du système de clivage de la glycine mitochondriale impliquée dans le métabolisme de la glycine et la lipoylation. Idéal pour la recherche mitochondriale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-GCSH
Remarques/Alias	GCE ; NKH ; GCSH
Espèce	Humain
ID de gène	2653
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-173 de la GCSH humaine (NP_004474.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P23434
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace