

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gdf15 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q99988

Numéro d'article: CM0018614



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GDF15 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Détecte le GDF15/MIC-1 humain, murin, rat, une hormone de réponse au stress et un marqueur de cachexie. Idéal pour la recherche sur le cancer, le métabolisme et la grossesse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-GDF15
Remarques/Alias	PDF ; MIC1 ; PLAB ; MIC-1 ; NAG-1 ; PTGFB ; GDF-15 ; GDF15
Espèce	Humain
GeneID	9518
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-308 du GDF15 humain (NP_004855.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99988
Poids moléculaire protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace