

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ggt5 Pour Wb Et Elisa - P36269

Numéro d'article: CM0016593

Introduction

Validé pour la WB et l'ELISA, cet anticorps polyclonal de lapin détecte la GGT5 humaine et murine, avec un immunogène correspondant aux acides aminés 388-587. Convient aux études sur le métabolisme du glutathion et l'inflammation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GGT5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	GGL; GGT 5; GGTLA1; GGT-REL; GGT5
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	2687
GeneID	2687
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 388-587 de la GGT5 humaine (NP_001093251.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris
SWISS	P36269
Poids moléculaire	62 kDa
Expédition	Poche de glace