


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gif/Facteur Intrinsèque Pour Wb, If/Icc, Elisa - P27352

Numéro d'article: CM0029743



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le GIF humain (Facteur intrinsèque), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche sur l'absorption de la cobalamine et la muqueuse gastrique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GIF Rabbit pAb
Remarques/Alias	IF; GIF; INF; IFMH; TCN3
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2694
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-300 du GIF humain (NP_005133.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P27352
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sachet de glace