


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gimap5 Pour Wb, Elisa - Q96F15

Numéro d'article: CM0030938



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine humaine GIMAP5, validé pour WB et ELISA. Détecte la protéine endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Essentiel pour les études sur le développement des lymphocytes T et la régulation immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GIMAP5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	IAN4; IAN5; IROD; IAN-5; IMAP3; NCPH2; HIMAP3; IAN4L1; GIMAP5
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55340
GeneID	55340
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 190-270 de la protéine humaine GIMAP5 (NP_060854.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96F15
Poids moléculaire de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace