

Anticorps Polyclonal Anti-Glod4 Pour Wb, Elisa - Q9Hc38

Numéro d'article: CM0027538



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GLOD4 humaine (protéine 4 contenant un domaine glyoxalase). Validé pour Western blot et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris. Adapté à la recherche mitochondriale et aux études sur les glyoxalases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLOD4 pAb de lapin
Remarques / Alias	HC6; HC71; CGI-150; C17orf25; GLOD4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	51031
GeneID	51031
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 179-298 de la GLOD4 humaine (NP_057164.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9HC38
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac de glace