


Anticorps Polyclonal Anti-Glp1R Pour Wb Et Elisa - P43220

Numéro d'article: CM0017491



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le GLP1R humain (récepteur du GLP-1). Validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain et le rat. Convient à la recherche sur le diabète, l'obésité et les troubles métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	GLP1R pAb de lapin
Remarques/Alias	GLP-1 ; GLP-1R ; GLP-1-R ; GLP1R
Espèce	Humain
ID du gène	2740 (humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22 à 116 du GLP1R humain (NP_002053.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, rat
SWISS	P43220
Poids moléculaire	53 kDa
Expédition	Sac de glace