


Anticorps Polyclonal Anti-Glp2R Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 095838

Numéro d'article: CM0027724



Introduction

CamelBio fournit un anticorps polyclonal anti-GLP2R, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Reconnaît le GLP2R humain et murin (63 kDa), un GPCR impliqué dans la signalisation hormonale intestinale. Idéal pour la recherche IVD et le développement de tests.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GLP2R Lapin pAb
Remarques/Alias	GLP2R
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9340
ID du gène	9340
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 460-553 du GLP2R humain (NP_004237.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O95838
Poids moléculaire de la protéine	63kDa
Expédition	Sac de glace