

Anticorps Polyclonal Anti-Glucosylcéramidase Bêta (Gba) Pour Wb, Elisa - P04062

Numéro d'article: CM0024572



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la glucosylcéramidase bêta (GBA) humaine, adapté pour le WB et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et le rat. Cible l'enzyme de dégradation des lipides lysosomale impliquée dans la maladie de Gaucher.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glucosylcéramidase bêta (GBA) Anticorps pAb de lapin
Remarques/Alias	GBA ; GCB ; GLUC ; Glucosylcéramidase bêta (GBA)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2629
GeneID	2629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 40-250 de la glucosylcéramidase bêta (GBA) humaine (NP_000148.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P04062
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace