


Ac Anti-Glutaredoxine 1 (Glrx) De Lapin Pour Wb Et Elisa - P35754

Numéro d'article: CM0007114



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Glutaredoxine 1 humaine (GLRX/GRX/TTase-1). Validé pour la WB et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation rédox cellulaire et de l'échange thiol-disulfure.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-Glutaredoxine 1 (GLRX)
Remarques/alias	GRX ; GRX1 ; Glutaredoxine 1 (GLRX)
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2745
ID du gène	2745
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 11-106 de la GLRX humaine (NP_002055.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P35754
Poids de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace