


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Glutathione Synthétase (Gss) Pour Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Numéro d'article: CM0003537



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin haute spécificité dirigé contre la Glutathione Synthétase (GSS) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du glutathion et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glutathione Synthétase (GSS) mAb de lapin
Remarques/Alias	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; Glutathione Synthétase (GSS)
Espèce	Humaine
ID du gène (Humain)	2937
ID du gène	2937
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 de la Glutathione Synthétase (GSS) humaine (P48637).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P48637
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sac de glace