

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glycérol Kinase (Gk) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

Numéro d'article: CM0027675

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la glycérol kinase (GK) humaine. Reconnaît l'humain, la souris, le rat. Validé pour WB, IHC-P, ELISA. Idéal pour les études du métabolisme du glycérol, de la synthèse des glycérolipides et des voies métaboliques connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Glycérol kinase (GK) pAc Lapin
Remarques/Alias	GK1; GKD; Glycérol kinase (GK)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2710
GeneID	2710
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 422-559 de la Glycérol kinase (GK) (NP_001191948.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32189
Poids moléculaire	61kDa
Expédition	Sac de glace