


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Glycophorine A (Gypa) Pour Wb Et Elisa - P02724

Numéro d'article: CM0021151



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la GYP A (Glycophorine A, CD235a, sialoglycoprotéine MN) humaine. Validé pour WB et ELISA. Protéine majeure de la membrane érythrocytaire, porte les antigènes du groupe sanguin MN et agit comme récepteur pour l'hépatite A et P. falciparum. Poids moléculaire : ~16 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Détails
Nom du produit	GYP A Rabbit pAb
Remarques / Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GP EriK; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C); GYP A
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	2993
GeneID	2993
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-91 de la GYP A humaine (P02724).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P02724
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace