


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Gmnn Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75496

Numéro d'article: CM0006596



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le GMNN humain (Géminine). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît le GMNN humain et de souris, un inhibiteur clé de la réplication de l'ADN et régulateur du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	GMNN Lapin mAb
Remarques/Alias	Gem; MGORS6; Géminine
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51053
GeneID	51053
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-209 du GMNN humain (NP_056979.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	O75496
Poids Protéique	24kDa
Expédition	Sac de glace