

Anticorps Polyclonal Anti-Gmps Pour Wb, Ip, Elisa - P49915

Numéro d'article: CM0030795



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le GMPS humain (synthase GMP). Validé pour WB, IP, ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Immunogène : protéine de fusion recombinante correspondant aux acides aminés 394-693 du GMPS humain.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GMPS Lapin pAb
Remarques/Alias	GATD7 ; GMPS
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8833
GeneID	8833
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 394-693 du GMPS humain (NP_003866.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49915
Poids protéique	77 kDa
Expédition	Sac de glace