

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gna15 Pour Wb, Elisa - P30679

Numéro d'article: CM0024358

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine GNA15 (sous-unité alpha-15 de la protéine G) humaine, adapté pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Utile pour l'étude de la signalisation des GPCR dans les cellules hématopoïétiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNA15 Rabbit pAb
Remarques / Alias	HG1L; GNA16; GNA15
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2769
ID du gène	2769
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 374 de la protéine GNA15 humaine (NP_002059.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P30679
Poids de la protéine	44 kDa
Expédition	Sac de glace