


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gngt1 Pour Wb, If-P, Elisa - P63211

Numéro d'article: CM0018756



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant GNGT1 (sous-unité gamma-T1 de la protéine de liaison aux nucléotides guanyliques G(T)) pour WB, IF-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études de signalisation transmembranaire. P63211.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GNGT1 Lapin pAb
Remarques/Alias	GNG1; HG3G1; GNGT1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	2792
ID de gène	2792
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-45 du GNGT1 humain (NP_068774.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P63211
Poids de la protéine	8kDa
Expédition	Sac de glace