


Anticorps Monoclonal Anti-Golga4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13439

Numéro d'article: CM0007456



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-GOLGA4 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible une protéine du réseau trans-Golgien impliquée dans le trafic vésiculaire. Idéal pour la recherche sur l'appareil de Golgi.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GOLGA4 Lapin mAb
Remarques / Alias	GCP2; GOLG; p230; CRPF46; MU-RMS-40.18; GOLGA4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2803
GeneID	2803
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-150 de la GOLGA4 humaine. (NP_002069.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13439
Poids de la protéine	261 kDa
Expédition	Sac isotherme