

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Golph2 Pour Wb, Elisa - Q8Nbj4

Numéro d'article: CM0002929



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le GOLPH2 humain (GP73), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Poids de la protéine cible 45 kDa, SWISS Q8NBJ4. Idéal pour l'étude de la fonction de l'appareil de Golgi et la recherche de biomarqueurs des maladies hépatiques virales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-GOLPH2
Remarques/Alias	GP73 ; HEL46 ; GOLPH2 ; C9orf155 ; PSEC0257 ; bA379P1.3
Espèce	Humain
GeneID (humain)	51280
GeneID	51280
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 du GOLPH2 humain (Q8NBJ4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8NBJ4
Poids protéique	45 kDa
Expédition	Sac de glace